

1. Sicherheitsanforderungen und Hinweise

Allgemeine Sicherheitsinformationen:

- Das Gerät ist nur für Erwachsene ab 16 Jahren bestimmt.
- Nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Aufsicht geeignet.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor der Anwendung auf gesunder Haut testen; nicht auf gereizter oder verletzter Haut anwenden.
- Bei empfindlicher Haut oder gesundheitlichen Bedenken vor der Nutzung einen Arzt konsultieren.

Warnhinweise:

- Enthält einen nicht austauschbaren Lithium-Ionen-Akku.
- Das Gerät nicht extremer Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Nur mit dem mitgelieferten Magnetic Charger und einem hochwertigen USB-Netzteil verwenden (5V, mindestens 500 mA).
- Das Gerät nicht verändern oder versuchen, es selbst zu reparieren.
- Bei Beschädigungen den Kundenservice kontaktieren.

Anwendungshinweise:

- Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Nicht auf verdickten Muttermalen, verletzter Haut oder sensiblen Bereichen wie Augen und Lippen anwenden.
- Bei Symptomen wie Rötung oder Irritation Anwendung sofort abbrechen und ärztlichen Rat einholen.
- Bewegungen langsam und mit leichtem Druck ausführen; bei zu starkem Druck pausiert das Gerät automatisch.

2. Technische Daten

Stromversorgung:

- Modelle: LS2R/LS2F
- Maximale Ausgangsleistung: 3,7 V, 1200 mA.
- Akku: Nicht austauschbarer Lithium-Ionen-Akku, IPX7-Schutzklasse.
- Magnetic Charger: 5 V DC, 500 mA, IPX4-Schutzklasse.

Materialien und Verarbeitung:

- Hochwertige, hautfreundliche Materialien.
- Ergonomisches Design für sicheren und komfortablen Gebrauch.

3. Pflege und Wartung

- Nach jeder Anwendung Gerät und Silikon Aufsatz mit Wasser reinigen und gründlich trocknen.
- Nicht unter Wasser tauchen oder mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
- An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Regelmäßig auf Schäden prüfen.

4. Entsorgung

- Gerät und Akku gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.
- Elektronische Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Recycling-Optionen bei den zuständigen Abfallentsorgungsstellen erfragen.
- **WEEE-Richtlinie:** Dieses Gerät unterliegt der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU).

5. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

- Automatische Abschaltung nach Beendigung des Anwendungszyklus.
- LED-Anzeige für Ladestatus und Fehlfunktionen.
- Akustische Signale zur Unterstützung der Bedienung (z. B. bei Kontaktverlust oder Beendigung der Anwendung).

6. Benutzergruppe

- Nur für Erwachsene bestimmt.
- Nicht geeignet für Personen mit implantierten kardiologischen Geräten, Metallimplantaten oder Epilepsie.

7. Konformitätserklärungen

- **CE-Kennzeichnung:** Das Gerät erfüllt die Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien und trägt die CE-Kennzeichnung.
- **RoHS-Konformität:** Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU).
- **Regulatorische Hinweise:** Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie, der EMV-Richtlinie und der Funkanlagenrichtlinie (RED).

8. Garantie

- Zwei Jahre Garantie ab Lieferdatum, die Material- und Herstellungsfehler abdeckt.
- Keine Abdeckung für unsachgemäße Nutzung oder Unfälle.
- Um unsere vollständigen Rückgabe-/Rückerstattungs- und Umtauschbedingungen zu lesen, [hier klicken](#).

9. Dokumentation

Reparatur und Entsorgung:

- Bei technischen Problemen wenden Sie sich an den [Kundendienst](#).
- Gerät ist umweltgerecht zu entsorgen. Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung.

[ageLOC LumiSpa iO Benutzerhandbuch](#) herunterladen