

1. Sicherheitsanforderungen und Hinweise

Allgemeine Sicherheitsinformationen:

- Nur auf gesunder Haut verwenden. Nicht anwenden bei offenen Blasen, Wunden oder problematischer Haut (z. B. Rosazea, Metallallergien).
- Personen mit Herzschrittmachern, Metall-Zahnsparungen oder -Implantaten müssen vor der Nutzung ärztlichen Rat einholen.
- Nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet. Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Erstbenutzer oder Personen mit empfindlicher Haut sollten das Gerät zunächst an einer kleinen Stelle testen.

Warnhinweise:

- Das Gerät enthält einen nicht austauschbaren Lithium-Polymer-Akku. Nicht extremer Hitze oder direktem Feuer aussetzen.
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden. Keine anderen induktiven Ladegeräte nutzen.
- Keine Reinigung mit scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln.

Anwendungshinweise:

- Nur mit dem speziell entwickelten ageLOC Boost Activating Serum verwenden.
- Nicht auf geschädigter Haut oder abstehenden Muttermalen anwenden.
- Bei anhaltenden Rötungen oder Irritationen Anwendung abbrechen und Arzt konsultieren.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Bei Schwangerschaft oder Krankheit, Epilepsie, mit einem Herzschrittmacher oder ähnlichen Gerät, mit einer Metall-Zahnsparung oder Metall-Implantaten bitte vor der Anwendung einen Arzt befragen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Verwende das Produkt nur wie im ageLOC Boost Benutzerhandbuch beschrieben.

[Für weitere Informationen zur Verwendung und Pflege des Gerätes besuche bitte die Gerätepflege-Seite.](#)

2. Technische Daten

Betrieb: Zwei AAA-Batterien erforderlich. Programme für spezifische Anwendungen (z. B. Gesicht, Kopfhaut, Körper).

Materialien und Verarbeitung: Hochwertige Materialien für hautfreundliche Anwendungen. Chrom-Einsätze für galvanischen Strom.

3. Pflege und Wartung

- Gerät nach jeder Anwendung mit einem feuchten Tuch reinigen und gründlich trocknen.
- Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- An einem trockenen Ort lagern.

4. Entsorgung

- Gerät und Batterien gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.
- Elektronische Komponenten und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Recycling-Optionen bei zuständigen Abfallentsorgungsstellen erfragen.

WEEE-Richtlinie: Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU).

5. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

- LED-Anzeigen für Programme und Batteriestatus.
- Automatische Anpassung des galvanischen Stroms an die Haut.
- Piepsignale zur Bestätigung des Betriebs.

6. Benutzergruppe

- Nur für Erwachsene bestimmt.
- Nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren oder ohne Aufsicht.

7. Konformitätserklärungen

- **CE-Kennzeichnung:** Das Gerät erfüllt die Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien und trägt die CE-Kennzeichnung.
- **RoHS-Konformität:** Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU).
- **Regulatorische Hinweise:** Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie, der EMV-Richtlinie und der Funkanlagenrichtlinie (RED).

8. Garantie

Zwei Jahre Garantie ab Lieferdatum, die Material- und Herstellungsfehler abdeckt. Keine Abdeckung für unsachgemäße Nutzung oder Unfälle. Um unsere vollständigen Rückgabe-/Rückerstattungs- und Umtauschbedingungen zu lesen, [hier klicken](#).

9. Dokumentation

- [Benutzerhandbuch herunterladen](#)
- [FAQ herunterladen](#)