

Sicherheitsinformationen zu den Geräten

ageLOC LumiSpa iO · ageLOC Boost System · ageLOC Galvanic Spa II

Sicherheitsinformationen für das Nu Skin ageLOC LumiSpa iO Gerät

Diese Sicherheitshinweise dienen Ihrer eigenen Sicherheit und tragen dazu bei, die Lebensdauer des Nu Skin ageLOC LumiSpa iO zu verlängern. Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Sicherheitsanforderungen und Hinweise

Allgemeine Informationen:

- Das Gerät ist für Erwachsene ab 16 Jahren geeignet.
- Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten sollten es nur unter Aufsicht verwenden.
- Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor der ersten Nutzung auf einer gesunden Hautstelle testen, um Reaktionen auszuschließen.
- Bei Hautempfindlichkeiten oder medizinischen Fragen einen Arzt konsultieren.

Warnhinweise:

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.
- Vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.
- Nur das originale Magnetic Charger-Ladekabel mit einem Netzteil von 5 V / $\geq$ 500 mA verwenden.
- Gerät niemals öffnen, verändern oder eigenständig reparieren.
- Bei sichtbaren Schäden die Nutzung sofort beenden und den Kundendienst kontaktieren.

Anwendungshinweise:

- Ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.
- Nicht auf empfindlichen Bereichen wie Augen, Lippen oder verletzter Haut anwenden.
- Bei Rötungen oder Irritationen die Anwendung abbrechen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen.
- Mit sanften Bewegungen und leichtem Druck über die Haut führen – bei zu starkem Druck pausiert das Gerät automatisch.

2. Technische Daten

- Modelle: LS2R / LS2F
- Maximale Ausgangsleistung: 3,7 V / 1200 mA
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Ionen-Akku, Schutzklasse IPX7
- Ladegerät (Magnetic Charger): 5 V DC / 500 mA, Schutzklasse IPX4
- Hautfreundliche Materialien und ergonomisches, wasserdichtes Design

3. Pflege und Wartung

- Nach jeder Anwendung das Gerät und den Silikonaufsatz gründlich mit Wasser abspülen und trocknen.
- Nicht untertauchen und keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- An einem trockenen Ort aufbewahren und regelmäßig auf Unversehrtheit prüfen.

4. Entsorgung

- Gerät und Akku entsprechend den örtlichen Umweltvorschriften entsorgen.
- Elektronische Bauteile gehören nicht in den Hausmüll.
- Informationen zu Recyclingmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer lokalen Entsorgungsstelle.
- Das Produkt unterliegt der EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).

5. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

- Automatische Abschaltung nach jedem Pflegezyklus
- LED-Anzeige signalisiert Ladezustand und Fehler
- Akustische Hinweise unterstützen den Anwendungsvorgang

6. Benutzergruppe

- Nur für Erwachsene geeignet
- Nicht verwenden bei Herzschrittmachern, Metallimplantaten oder Epilepsie

7. Konformitätserklärungen

- CE-Kennzeichnung gemäß geltenden EU-Richtlinien
- RoHS-Konformität nach EU-Richtlinie 2011/65/EU
- Erfüllt Anforderungen an EMV-, Funk- und Niederspannungsrichtlinien

8. Garantie

- Zwei Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler
 - Keine Garantie bei unsachgemäßer Nutzung oder Beschädigung
 - [Rückgabe- und Umtauschbedingungen ansehen](#)
-

9. Dokumentation und Kundenservice

Bei technischen Fragen oder Problemen steht der Nu Skin Kundendienst zur Verfügung.

- [Nu Skin Kundendienst kontaktieren](#)
 - [ageLOC LumiSpa iO Benutzerhandbuch herunterladen](#)
-

Sicherheitsinformationen für das Nu Skin ageLOC Boost System

Diese Sicherheitshinweise sollen eine sichere Handhabung gewährleisten und helfen, das Nu Skin ageLOC Boost System optimal zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Punkte aufmerksam, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

1. Sicherheitsanforderungen und Hinweise

Allgemeine Informationen:

- Nur auf gesunder Haut anwenden – nicht bei Verletzungen, Entzündungen oder Hautkrankheiten.
- Personen mit Herzschrittmachern, Metallimplantaten oder Zahnsparungen sollten vorab ärztlichen Rat einholen.
- Nicht für Minderjährige unter 16 Jahren geeignet.
- Vor der ersten Anwendung an kleiner Hautstelle testen.

Warnhinweise:

- Das Gerät enthält einen fest verbauten Lithium-Polymer-Akku und darf keiner Hitze oder offenen Flamme ausgesetzt werden.
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden – keine anderen induktiven Ladesysteme nutzen.
- Keine Reinigung mit Alkohol, Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.

Anwendungshinweise:

- Nur in Kombination mit dem ageLOC Boost Activating Serum verwenden.
- Nicht auf geschädigter Haut oder abstehenden Muttermalen anwenden.
- Bei anhaltender Hautrötung Anwendung stoppen und Arzt konsultieren.

2. Technische Daten

- Stromversorgung über zwei AAA-Batterien
- Galvanischer Mikroimpuls mit automatischer Hautanpassung
- Oberfläche mit hautfreundlichen, verchromten Elektroden

3. Pflege und Wartung

- Nach Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und trocken lagern.
- Batterien entfernen, wenn das Gerät länger nicht genutzt wird.
- Gerät niemals vollständig in Wasser tauchen.

4. Entsorgung

- Gerät und Batterien entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgen.
- Keine Entsorgung über den Hausmüll – Recyclingstellen nutzen.
- Beachten Sie die EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).

5. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

- LED-Anzeige für Batteriestatus und Programmbetrieb
- Akustische Signale bei Betriebswechsel und Abschaltung
- Automatische Anpassung der Impulsintensität

6. Benutzergruppe

- Nur für erwachsene Anwender geeignet
- Nicht verwenden bei Herzschrittmachern, Metallimplantaten oder Epilepsie

7. Konformitätserklärungen

- CE-Kennzeichnung – entspricht den aktuellen EU-Richtlinien
- RoHS-Konformität nach EU-Vorgabe 2011/65/EU

8. Garantie

- Zwei Jahre Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler
- Keine Abdeckung bei unsachgemäßer oder gewerblicher Nutzung
- [Rückgabe- und Umtauschbedingungen ansehen](#)

9. Dokumentation und Kundenservice

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie beim Nu Skin Kundendienst.

- [Nu Skin Kundendienst kontaktieren](#)
 - [ageLOC Boost Benutzerhandbuch herunterladen](#)
-

Sicherheitsinformationen für das Nu Skin ageLOC Galvanic Spa II Gerät

Diese Sicherheitshinweise gewährleisten einen sicheren Gebrauch und tragen zum Erhalt der Funktionalität des Nu Skin ageLOC Galvanic Spa II bei. Lesen Sie alle Angaben aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Sicherheitsanforderungen und Hinweise

- Nur für Erwachsene ab 16 Jahren geeignet.
- Nicht für Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten ohne Aufsicht bestimmt.
- Vor jeder Nutzung an gesunder Haut testen, nicht auf gereizter oder verletzter Haut anwenden.
- Nicht geeignet bei Rosazea, Metallallergien oder ähnlichen Hautproblemen.
- Bei Herzschrittmacher, Schwangerschaft, Epilepsie oder Metallimplantaten – ärztliche Rücksprache halten.
- Gerät nicht in Wasser tauchen oder in feuchter Umgebung betreiben.
- Nur mit vorgesehenen Aufsätzen und empfohlenen ageLOC-Produkten verwenden.
- Vor jeder Nutzung auf Beschädigungen prüfen – bei Mängeln nicht verwenden.
- Augen, Lippen und offene Wunden beim Gebrauch aussparen.

2. Technische Daten

- Betrieb mit zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verschiedene Programme für Gesicht, Kopfhaut und Körper
- Verchromte Elektroden für gleichmäßige Stromverteilung
- Hautfreundliche Materialien für angenehme Handhabung

3. Pflege und Wartung

- Nach jeder Anwendung mit einem weichen Tuch abwischen und gründlich trocknen.
- Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird.
- Trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

4. Entsorgung

- Gerät und Batterien umweltgerecht entsorgen – nicht über Hausmüll.
- Recycling über örtliche Sammelstellen empfohlen.
- Beachtung der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektroaltgeräte.

5. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

- LED-Anzeigen zur Kontrolle von Programmen und Batteriestatus
- Automatische Anpassung des galvanischen Stroms an die Haut
- Akustische Signale informieren über Start, Laufzeit und Ende der Anwendung

6. Benutzergruppe

- Nur für erwachsene Anwender geeignet
- Nicht verwenden bei Herzschrittmachern, Metallimplantaten oder Epilepsie

7. Konformitätserklärungen

- CE-Kennzeichnung gemäß EU-Anforderungen (RED, EMV, Niederspannung)
- RoHS-konform nach Richtlinie 2011/65/EU
- Erfüllt Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und Gerätesicherheit

8. Garantie

- Zwei Jahre Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler ab Kaufdatum
- Keine Abdeckung bei unsachgemäßer Verwendung oder Sturzschäden
- [Rückgabe- und Umtauschbedingungen ansehen](#)

9. Dokumentation und Kundenservice

Bei Fragen steht der Nu Skin Kundendienst zur Verfügung:

- [Nu Skin Kundenservice aufrufen](#)
- [Benutzerhandbuch herunterladen](#)
- [Häufig gestellte Fragen ansehen](#)